



Un enfoque de sistema total para administrar su prueba de alcohol en el aliento y los datos de calibración.

Con AlcoMark puede imprimir, ordenar, editar y ver sus datos desde su computadora.

La herramienta perfecta para analizar y archivar sus resultados.



AlcoMark[®]

El Software de Gestión de Datos de Alcoholemia.

Unlock the Power of Alcohol Testing

Visión general

El software AlcoMark® fue desarrollado por Lifeloc Technologies exclusivamente para su uso con dispositivos de prueba de aliento Lifeloc.

La base de datos de AlcoMark® alberga los resultados de la prueba de aliento y calibración de cualquier número de instrumentos Lifeloc.

El programa permite la comunicación entre el equipo Lifeloc y las PC's, lo que le permite ver, clasificar, filtrar, imprimir, editar y archivar su prueba de aliento y datos de calibración.

Los resultados se pueden exportar a archivos Excel, XML o de texto para permitir un mayor análisis y el intercambio de datos.

El software es fácil de instalar y tiene una interfaz fácil de usar. Está disponible como una sola instalación o con una licencia de sitio que admite hasta cinco PC's.



Funcionalidad

- Descarga y archiva los resultados, pruebas y calibraciones de los dispositivos de prueba de aliento en la base de datos
- Crea vistas de base de datos personalizadas
- Impresión directa de los resultados de pruebas y calibración
- Se pueden exportar datos a archivos de Excel, XML Y texto
- Busca, clasifica y filtra los resultados para el análisis de datos
- Archiva los resultados de pruebas y calibración
- Importa datos de la estación de calibración EASYCAL G2
- Permite el diagnóstico remoto
- Selección de idioma

Equipos de Lifeloc Compatibles:

- LX9™
- EASYCAL® G2
- FC10Plus™
- LT7™
- Phoenix 6.0BT
- FC20™
- LT71™
- EV30™
- FC20BT™

Especificaciones:

Instalación de software	AlcoMark USB
Sistema Operativo	Microsoft Windows 10
Puerto USB	Cable USB incluido para conectar dispositivos Lifeloc a PC
Idiomas	Inglés, Portugués, Español
Garantía	1 año

